

SUPER BACTINET WASH

HC11

DESCRIPTION :

PRODUIT SUPER CONCENTRÉ À HAUTE ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE ASSURANT UNE EFFICACITÉ OPTIMALE. C'EST UN DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR PLONGE MANUELLE UTILISÉ SPÉCIALEMENT POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER LA VAISSELLE ET LES USTENSILLES DE CUISINE EN UNE SEULE ÉTAPE. IL COMBINE LES PROPRIÉTÉS D'UN DÉTERGENT POUR ELIMINER LA SALETE, ET LES GRAISSES, ET D'UN DÉSINFECTANT POUR TUER LES BACTÉRIES, ET AUTRES MICRO-ORGANISMES.

C'EST UN DÉTERGENT DÉSINFECTANT SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DES VAISSELLES, DES SOLS ET DE TOUTES SURFACES LAVABLES DANS LE MILIEU ALIMENTAIRE. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ AUSSI BIEN COMME PRODUIT D'ENTRETIEN JOURNALIER QUE POUR LA DÉSINFECTION DES VERRERIES, TASSES EN PORCELAINE, ET TOUS MATERIEL INOX... IL NE LAISSE PAS DE TRACE. PRODUIT BACTÉRICIDE SELON EN 1276. SUPER BACTINET WASH EST UN DÉTERGENT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN DES ESPACES DES RESTAURANTS COLLECTIVES ET DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES.

COMPOSITION :

MÉLANGE COMPLEXE À BASE DE TENSIOACTIFS ET HYPOCHLORITE DE SODIUM STABILISÉ

PROPRIÉTÉS ET QUALITÉS :

- ÉCONOMIQUE À L'USAGE, GRÂCE À SA FORMULE TRÈS CONCENTRÉE.
- IL EST RECOMMANDÉ POUR VERRE, PLASTIQUE, LE CARRELAGE, ET LE PORCELAINE...ETC.
- EST UN MÉLANGE COMPLEXE À BASE DES TENSIOACTIFS RICHE EN MATIÈRE ACTIVE DÉSINFECTANTE À LARGE SPECTRE (BACTÉRICIDE).

EFFICACITÉ	NORMES	°C	%	TEMPS	SOUCHES
BACTÉRICIDE	NF EN 1276 (2019)	20°	5%	5mn.	EFFICACE SUR ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECIUM.



DONNEES LOGISTIQUES :

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
C0038	BIDON 5L



SUPER BACTINET WASH

HC11

MODE D'UTILISATION :

DOSAGE RECOMMANDÉ : A PARTIR DE 5% (EN FONCTION DU DEGRÉ DE SOUILLURES, TYPE DE MATÉRIEL ET DE DURETÉ DE L'EAU) DOSAGE ET DILUTION SELON LE MODE D'APPLICATION ET LE DEGRÉ DE SALISSURE. DOSAGE AUTOMATIQUE À L'AIDE DE SYSTÈME DE DILUTION MEDINET.

SUIVRE LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS :

MANUELLE :

- Pré-nettoyage : éliminer les résidus alimentaires importants.
- Préparation de la solution : diluer le produit selon les recommandations.
- Trempage : immerger la vaisselle et les ustensiles dans la solution désinfectante.
- Nettoyage : frotter si nécessaire pour éliminer les salissures restantes.
- Rinçage : rincer abondamment à l'eau claire.
- Séchage : laisser sécher à l'air libre ou essuyer avec un chiffon propre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT : LIQUIDE VISQUEUX	ODEUR : NEUTRE	PH : ALCALIN
COULEUR : TRANSPARENT	DENSITÉ : 1+/- 0.1	

NB: IL EST IMPORTANT DE CONSULTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE POUR DÉTERMINER LE DOSAGE APPROPRIÉ. UN DOSAGE PRÉCIS GARANTIT UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DU PRODUIT. NOS TECHNICIENS PEUVENT VOUS AIDER À OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS POSSIBLES EN RECOMMANDANT LE DOSAGE OPTIMAL.


RÈGLEMENTATIONS:

FORMULE APPROUVÉE NI TOXIQUE NI ÉCOTOXIQUE PAR LE CENTRE NATIONAL PHARMACOVIGILANCE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ. LES COMPOSANTS CONTENUS DANS CETTE PRÉPARATION RESPECTENT LES CRITÈRES DE BIODÉGRADABILITÉ DÉFINIS DANS LA RÈGLEMENTATION CE N°648/2004 RELATIVE AUX DÉTERGENTS.

ÉQUIPEMENTS DE DOSAGE



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
 FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR
medinetdetergent@topnet.tn.
 RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

SÉCURITÉ

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSEILS MENTIONNÉS SUR L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE POUR LES PROFESSIONNELS.



SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE PRODUIT DE NETTOYAGE

AVENUE EZZOUHOUR, ZAOUJET SOUSSE 4081 - Tél.: +216 73 386 640 / Fax.: +216 73 386 639

E-mail.: medinetdetergent@topnet.tn