

SUPER NETTOYANT SANITAIRE DESINFECTANT HH4

DESCRIPTION:

PRODUIT SUPER CONCENTRÉ À HAUTE ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE ASSURANT UNE EFFICACITÉ OPTIMALE. C'EST UN DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DES SANITAIRES, DES SOLS ET DE TOUTES SURFACES LAVABLES. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ AUSSI BIEN COMME PRODUIT D'ENTRETIEN JOURNALIER QUE POUR LA DÉSINFECTION DES DOUCHES ET ROBINETTERIES. IL NE LAISSE PAS DE TRACE ET PARFUME AGRÉABLEMENT L'ATMOSPHÈRE. PRODUIT BACTÉRICIDE SELON EN 1276 ET EN 13697, ET FONGICIDE SELON EN 1650 ET EN 13697. UN NETTOYANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ CONCENTRÉ À BASE D'AMMONIUM QUATERNAIRE, POUR LE NETTOYAGE DE TOUTES LES SURFACES RÉSISTANTES À L'EAU. SUPER NETTOYANT SANITAIRE DÉSINFECTANT EST UN DÉTERGENT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN DES ESPACES SANITAIRES.

COMPOSITION:

MÉLANGE COMPLEXE À BASE DE TENSIOACTIFS ET AMMONIUM QUATERNAIRE.

PROPRIÉTÉS ET QUALITÉS:

- NETTOIE ET DÉSINFECTE LES SURFACES RÉSISTANTES À L'EAU ET LAISSE UN PARFUM LÉGER, FRAIS ET AGRÉABLE.
- NON ABRASIF.
- ÉCONOMIQUE À L'USAGE, GRÂCE À SA FORMULE TRÈS CONCENTRÉE.
- IL EST RECOMMANDÉ POUR SANITAIRE L'INOX, LE CHROME ET L'ACIER GALVANISÉ, PLASTIQUE, LE CARRELAGE, ET LE PORCELAINE...ETC.
- EST UN MÉLANGE COMPLEXE À BASE DES TENSIOACTIFS RICHE EN MATIÈRE ACTIVE DÉSINFECTANTE À LARGE SPECTRE (BACTÉRICIDE, FONGICIDE).

EFFICACITÉ	NORMES	°C	%	TEMPS	SOUCHES
BACTÉRICIDE	EN 1276	20°	5%	5mn.	EFFICACE SUR ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS HIRAE.
	EN 13697				
FONGICIDE	EN 1650	20°	5%	15mn.	CANDIDA ALBICANS, PENICILLUM VERRUCOSUM.
	EN 13697				

- UN PRODUIT UNIQUE POUR UN TRAITEMENT EFFICACE ET COMPLET DES SANITAIRES.



DONNEES LOGISTIQUES :

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
E0168	BIDON 5L
E0153	BIDON 20L



SUPER NETTOYANT SANITAIRE DESINFECTANT HH4

MODE D'UTILISATION:

DOSAGE RECOMMANDÉ: DE 5% - 10% (EN FONCTION DU DEGRÉ DE SOUILLURES, TYPE DE MATÉRIEL ET DE DURETÉ DE L'EAU) DOSAGE ET DILUTION SELON LE MODE D'APPLICATION ET LE DEGRÉ DE SALISSURE. DOSAGE AUTOMATIQUE À L'AIDE DE SYSTEM DE DILUTION MEDINET.

SUIVRE LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS:

MÉCANIQUE: À L'AIDE D'UNE MONOBROSSE, OU AUTOLAVEUSE AUTOMATIQUE.

MANUELLE: PAR PULVÉRISATION.

- VAPORISER UNE PETITE QUANTITÉ DE PRODUIT DILUÉ SUR UNE CHIFFONNETTE ET NETTOYER LA SURFACE.
- LAISSER AGIR BRIÈVEMENT.
- FROTTER /BROSSER SI NÉCESSAIRE.
- RINCER À L'EAU CLAIRE
- ESSUYER AVEC UNE CHIFFONNETTE.
- LUSTER AVEC UNE LAVETTE SÈCHE POUR PLUS DE BRILLANCE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT : LIQUIDE VISQUEUX	ODEUR : PARFUMÉ	PH : NEUTRE
COULEUR : VIOLET	DENSITÉ : 1+/- 0.1	

NB: IL EST IMPORTANT DE CONSULTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE POUR DÉTERMINER LE DOSAGE APPROPRIÉ. UN DOSAGE PRÉCIS GARANTIT UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DU PRODUIT. NOS TECHNICIENS PEUVENT VOUS AIDER À OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS POSSIBLES EN RECOMMANDANT LE DOSAGE OPTIMAL.


RÈGLEMENTATIONS:

FORMULE APPROUVÉE NI TOXIQUE NI ÉCOTOXIQUE PAR LE CENTRE NATIONAL PHARMACOVIGILANCE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ. LES COMPOSANTS CONTENUS DANS CETTE PRÉPARATION RESPECTENT LES CRITÈRES DE BIODÉGRADABILITÉ DÉFINIS DANS LA RÈGLEMENTATION CE N°648/2004 RELATIVE AUX DÉTERGENTS.

ÉQUIPEMENTS DE DOSAGE



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
 FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR
medinetdetergent@topnet.tn.
 RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

SÉCURITÉ

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
 AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSEILS MENTIONNÉS SUR L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE POUR LES PROFESSIONNELS.

